





XPR Dose Delivery System

Savazzi S.


Layout 4




Layout 3




Layout 2



Layout 1



Studio supporto del nozzle





	Larghezza a	Altezza	Profondità
Slow	43.5 cm	17.8 cm	44.5 cm
Gas	48.5 cm	35.5 cm	25+15 cm
Alimentazione e bassa	43.5 cm	17.8 cm	44.5 cm
Driver / receiver	48 cm	4.3 cm	29 cm

Rack standard 19"



Supporto nozzle

Predisporre supporto per spostamento pallet

Regolazione nozzle e a terra



Larghezza	Spessore	Altezza
86.0 cm	36.5 cm	1.7 cm



Tempistiche

Produzione camere



8 mesi dall'ordine
(chiusura ordine primi
di marzo)

De.TEC.Tor.

Installazione



2 giorni pieni

- Fissaggio camere al supporto → De.TEC.Tor (superv. CNAO)
- Predisposizione armadio → CNAO
- Cablaggi → De.TEC.Tor.
- Messa in funzione → De.TEC.Tor. (superv. CNAO)

Test con fascio



2 shifts

De.TEC.Tor. (superv. CNAO)



Thanks

“The important thing is not to stop questioning”
Albert Einstein